

1年歯ブラシで 健口な1年をプロデュース

実用新案登録
第 3185486 号



歯科用
この歯ブラシは
ドラッグストア等では
販売しておりません。

歯先の理想は
1カ月に1回。

毛先が開くと
歯肉を傷つけるし、
毛のコシが弱まる
と汚れをうまく
落とせません。

いつ交換したか
なんて覚えてないよ

だから毎月
同じ日を
交換日に
するのじゃ
ないか!

えっ! そんな
やつを忘れてちやう
んだもん

ハンドルに1月、2月...と
書いてあるので毎月忘れずに
交換できます。

カレンダーのように
何月か書いてあれば
いいんだ!

毎月忘れず
交換できる

シンプルな銀色の刻印です!


1年歯ブラシ アルカトルネ

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1 January	2 February	3 March	4 April	5 May	6 June	7 July	8 August	9 September	10 October	11 November	12 December
ピンク											
1 January	2 February	3 March	4 April	5 May	6 June	7 July	8 August	9 September	10 October	11 November	12 December
ブルー											

2色あるから家族で使い分けしやすい

歯ブラシスタンドに立てた時に読めるように
数字はこの向きで刻印しています。

毛先の種類：トルネード毛®



四角柱をねじった特殊な毛で、
エッジがブランクをひっかけます。
ねじることで更にコシが強くなり、
歯間や歯と歯茎の間により入りやすい
歯ブラシです。

大人用

円