P.Grip®

持ちやすく 操作性のよい 歯ブラシ

歯 科 用

この歯ブラシは ドラッグストア等では 販売しておりません。




長めのネックで奥歯まで楽に届く




<表側>

パームグリップでにぎった時に 親指が滑りにくい角度

Right FORME





この歯ブラシで磨くと このような効果が 実感できます。

操作しやすい

歯がツルツルになる

力の入れ具合が 調節しやすく 磨きやすい

毛先が5種類あります。 お口の状態に合わせて、先生や衛生士さんに選んでもらってください。


ピーグリップ トルネ



◆毛先 トルネード 二段植毛



トルネード毛®とは? 四角柱の毛が ねじってある 毛です。



ねじねじトルネード毛で 歯間や歯周ポケットまでスッキリ!

- 四角柱のエッジがプラークをしっかりひっかけます!
- •ねじることでさらにコシが強くなって歯間や歯と歯茎の間に入りやすい!

円

ピーグリップ 二段植毛



◆毛先 二段植毛 |||| 真っすぐの細い毛で狭いところにも 無理なく届きます。

円

ピーグリップ レギュラー



◆毛先 テーパード 加工 フラットな毛先で 歯面をツルツルに 磨きます。

Щ

ピーグリップ 矯正用四段植毛



◆毛先 超極細毛 山型ヘッド

山型へッ

矯正器具の清掃を しながら歯間や 歯周ポケットも磨 けます。

Н

ピーグリップ ウルトラソフト



◆毛先 超軟毛

術後ケアや 介護時の口腔内 清掃に。

円