


# P.Grip®

ピーグリップ

持ちやすく  
操作性のよい  
歯ブラシ

## 歯科用

この歯ブラシは  
ドラッグストア等では  
販売しておりません。



長めのネックで奥歯まで楽に届く

<表側>  
パームグリップでにぎった時に  
親指が滑りにくい角度

<裏側>  
ペングリップでにぎった時に  
フィットするへこみ。



この歯ブラシで磨くと  
このような効果が  
実感できます。

力の入れ具合が調節しやすく磨きやすい

歯がツルツルになる



毛先が5種類あります。お口の状態に合わせて、先生や衛生士さんに選んでもらってください。

### ピーグリップ トルネ




#### ◆毛先

トルネード毛®  
二段植毛タイプ



- 四角柱のエッジがプラークをしっかりひっかけます!
- ねじることでさらにコシが強くなって歯間や歯と歯茎の間に入りやすい!



トルネード毛®とは?  
四角柱の毛が  
ねじってある  
毛です。

ねじねじトルネード毛で  
歯間や歯周ポケットまでスッキリ!


円

### ピーグリップ 二段植毛



#### ◆毛先

テーパード毛  
二段植毛タイプ



真っすぐの細い毛  
で狭いところにも  
無理なく届きます。


円

### ピーグリップ レギュラー



#### ◆毛先

レギュラー  
(ラウンド毛)  
フラットタイプ



フラットな毛先で  
歯面をツルツルに  
磨きます。


円

### ピーグリップ 矯正用四段植毛



#### ◆毛先

超極細毛  
四段植毛タイプ



矯正器具の清掃を  
しながら歯間や  
歯周ポケットも磨  
けます。

円

### ピーグリップ ウルトラソフト



#### ◆毛先

超軟毛  
フラットタイプ



術後ケアや  
介護時の口腔内  
清掃に。

円